

Anticorpo Monoclonale Anti-Kynu Per Wb, Elisa - Q16719

Numero articolo: CM0004198



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio è diretto contro la chinureninasi umana (KYNu), un enzima chiave nel catabolismo del triptofano. È adatto per Western blot ed ELISA, con immunogeno derivato da proteina ricombinante. Reattività crociata: umano. Rileva bande a 34 kDa e 52 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KYNu Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	KYNu; KYNuU; kynureninase
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8942
GeneID	8942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-465 di KYNu umana (NP_003928.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q16719
Peso Proteico	34kDa/52kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio