

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Kynu Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16719

Numero articolo: CM0027914



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla proteina umana KYNU (chinureninasi). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del triptofano e della neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	KYNU Rabbit pAb
Note/Alias	KYNUU; VCRL2; KYNU
Specie	Umana
GeneID (Umano)	8942
GeneID	8942
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-307 della KYNU umana (NP_001028170.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q16719
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio