

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-L-Myc Per Wb, Elisa - P12524

Numero articolo: CM0020020

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro L-Myc umano (MYCL) validato per western blot ed ELISA. Adatto per studiare la funzione del fattore di trascrizione nei processi nucleari e nelle vie di segnalazione oncogenica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	pAb di Coniglio Anti-L-Myc
Osservazioni/Alias	LMYC; L-Myc; MYCL1; bHLHe38; MYCL
Specie	Umano
GeneID (umano)	4610
GeneID	4610
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 250-350 di MYCL umano (NP_001028253.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P12524
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio