


Anticorpo Monoclonale Anti-L-Plastin/Lcp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13796

Numero articolo: CM0011135



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro L-Plastin/LCP1 umano (Plastin-2), validato per WB, IHC-P, ELISA. Adatto per studi sull'attivazione delle cellule T, sul citoscheletro di actina e sulla funzione delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-L-Plastin/LCP1
Note/alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN
Specie	Umano
ID gene (umano)	3936
ID gene	3936
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 528-627 di L-Plastin/LCP1 umano (P13796).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	P13796
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante