


Anticorpo Policlonale Anti-L-Plastina/Lcp1 Per Wb, Ip, Elisa - P13796

Numero articolo: CM0030189



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro L-Plastina/LCP1 umana (Plastina-2, LCP-1). Convalidato per WB, IP, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano e topo. Ideale per la ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	L-Plastin/LCP1 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	LPL; CP64; PLS2; LC64P; HEL-S-37; L-PLASTIN; L-Plastin/LCP1
Specie	Umana
GeneID	3936
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di L-Plastin/LCP1 umana (NP_002289.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	P13796
Peso proteico	70kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio