

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-L1R Per Wb, Elisa - Q8V4Z7

Numero articolo: CM0027628

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina L1R del virus del vaiolo delle scimmie (ceppo Zaire-96-I-16). Validato per WB e ELISA, cross-reattivo con il ceppo di immunizzazione. Adatto per la ricerca sul vaiolo delle scimmie e lo sviluppo di test diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	L1R Rabbit pAb
Specie	Virus del vaiolo delle scimmie Zaire-96-I-16
GeneID	928938
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-152 della proteina L1R del virus del vaiolo delle scimmie Zaire-96-I-16 (NP_536512.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Virus del vaiolo delle scimmie Zaire-96-I-16
SWISS	Q8V4Z7
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio