

Anticorpo Policlonale Anti-L2Hgdh Per Wb, Elisa - Q9H9P8

Numero articolo: CM0027231

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro L2HGDH umano (L-2-idrossiglutarato deidrogenasi), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano e topo. Ideale per la ricerca sul metabolismo mitocondriale e sulle malattie correlate.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	L2HGDH Rabbit pAb
Note/Alias	L2HGA; C14orf160; L2HGDH
Specie	Umano
ID Gene	79944
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-220 di L2HGDH umano (NP_079160.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9H9P8
Peso Proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio