


Anticorpo Policlonale Rabbit Anti-L3Mbt1 Per If/Icc, Elisa - Q9Y468

Numero articolo: CM0029729



introduzione

Questo anticorpo policlonale rabbit anti-L3MBTL1 è validato per IF/ICC e ELISA, e bersaglia L3MBTL1 umano, un regolatore della cromatina del gruppo Polycomb che reprime la trascrizione tramite riconoscimento della metilazione degli istoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	L3MBTL1 Rabbit pAb
Note/Alias	L3MBTL; ZC2HC3; H-L(3)MBT; dj138B7.3; L3MBTL1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	26013
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 533-772 di L3MBTL1 umano (NP_056293.4).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q9Y468
Peso proteico	92kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio