

Anticorpo Policlonale Anti-L3MbtI2 Per Wb, Elisa - Q969R5

Numero articolo: CM0015614



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio L3MBTL2 validato per Western blot e ELISA. Mirante al L3MBTL2 umano, un regolatore della cromatina del gruppo Polycomb con un peso molecolare di 79 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	L3MBTL2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	L3MBT; H-I(3)mbt-I; L3MBTL2
Specie	Umano
GeneID	83746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 486-705 del L3MBTL2 umano (NP_113676.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q969R5
Peso proteico	79kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio