


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-L3MbtL3 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Jm7

Numero articolo: CM0030927



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro L3MBTL3 (MBT-1), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva L3MBTL3 umano e murino. Ideale per studi sulla segnalazione Notch, regolazione della cromatina e ligasi dell'ubiquitina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio L3MBTL3
Note/Alias	MBT1; MBT-1; L3MBTL3
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	84456
Gene ID	84456
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-255 di L3MBTL3 umano (NP_115814.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q96JM7
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio