

Anticorpo Policlonale Anti-Lactb Per Wb E Elisa - P83111

Numero articolo: CM0030165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la LACTB umana, una proteasi mitocondriale e un soppressore tumorale. Consigliato per WB e ELISA; reagisce in modo crociato con LACTB umana e murina. Ideale per studi di biologia mitocondriale e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LACTB Rabbit pAb
Note/Alias	G24; MRPL56; LACTB
Specie	Umana
GeneID (Umana)	114294
GeneID	114294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 120-290 della LACTB umana (NP_116246.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Murina
SWISS	P83111
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio