


Anti-Lactb Anticorpo Policlonale Coniglio Per Wb, Elisa - P83111

Numero articolo: CM0023935



introduzione

Anti-LACTB Anticorpo Policlonale Coniglio (P83111) validato per WB e ELISA con reattività verso umano, topo, ratto. Mira alla proteasi della serina mitocondriale e al soppressore tumorale LACTB; ideale per la ricerca sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LACTB Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LACTB; G24; MRPL56; lattamasi beta
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	114294
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 116-255 di LACTB umano (NP_116246.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P83111
Peso Proteico	41kDa/60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio