


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lactil-Istone H4 (K5) (P62805) Per Wb, Db, Elisa

Numero articolo: CM0000074



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce l'istone H4 latilato in lisina 5 (K5-latilazione). Adatto per applicazioni di Western blot, dot blot ed ELISA su campioni umani, di topo e di ratto con ampia cross-reattività prevista. UniProt P62805.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Acido Lattico -Istone H4-K5 Anticorpo pAb di Coniglio
Note/Alias	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; Acido Lattico -Istone H4-K5
Specie	Umano
GeneID (umano)	8370
GeneID	8359
Immunogeno	Un peptide sintetico latilato intorno a K5 dell'Istone H4 umano (NP_003539.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Altri Anticorpi per Modifiche
Applicazione	WB, DB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto, Altro (Ampio Spettro Previsto)
SWISS	P62805
Peso Proteico	11kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio