


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lactyl-Histone H4 (Lys5) (P62805) Per Wb, Ihc-P, Elisa

Numero articolo: CM0000095



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio riconosce specificamente la lisina 5 latilata dell'istone umano H4 (SWISS P62805). Validato per WB, IHC-P e ELISA, è uno strumento essenziale per la ricerca epigenetica e sulla cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)