

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ladinin-1 (Lad1) Per Wb Ed Elisa - 000515

Numero articolo: CM0021690

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio LAD1 validato per Western blotting ed ELISA, con reattività contro campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla membrana basale e sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	LAD1 Rabbit pAb
Note/Alias	LadA; LAD1
Specie	Umano
GeneID (umano)	3898
GeneID	3898
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-200 di LAD1 umano (NP_005549.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00515
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio