


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lag3 Per Wb Ed Elisa - P18627

Numero articolo: CM0025217



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LAG3 umano (CD223), validato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; adatto per studi sui checkpoint immunitari e ricerca sull'immunoterapia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto       | LAG3 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias          | CD223; LAG3                                                                                                                 |
| Specie              | Umano                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)      | 3902                                                                                                                        |
| GeneID              | 3902                                                                                                                        |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-170 di LAG3 umano (NP_002277.4) |
| Sorgente            | Coniglio                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi Policlonali                                                                                                       |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Reattività Crociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                          |
| SWISS               | P18627                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 57kDa                                                                                                                       |
| Spedizione          | Sacca di ghiaccio                                                                                                           |