

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lair1 Per Wb Ed Elisa - Q6Gtx8

Numero articolo: CM0017448



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LAIR1 umano (CD305), validato per WB ed ELISA. Bersaglia un recettore immunitario inibitorio sulle cellule NK, B e T. Adatto per applicazioni di ricerca in immunologia e oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-LAIR1
Note/alias	CD305; LAIR-1; LAIR1
Specie	Uomo
ID del gene	3903
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-163 di LAIR1 umano (NP_002278.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	Q6GTX8
Peso della proteina	31 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante