

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lair2 Per Wb, If-P, Elisa - Q6Iss4

Numero articolo: CM0014654

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro LAIR2 umano (CD306), adatto per Western blot, immunofluorescenza e ELISA. Reagisce incrociato con topo e ratto. Ideale per studi sui leucociti e sui recettori immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAIR2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CD306; LAIR2
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3904
GenelD	3904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-120 di LAIR2 umano (NP_002279.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6ISS4
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio