


Anticorpo Policlonale Anti-Lalba Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00709

Numero articolo: CM0027115



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la LALBA umana (alfa-lattoalbumina). Convalidato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per studi sulla sintesi del lattosio e la biologia della ghiandola mammaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LALBA Rabbit pAb
Note/Alias	LYZG; HAMLET; LALBA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	3906
GeneID	3906
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-142 della LALBA umana (NP_002280.1)
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reazione crociata	Topo, Ratto
SWISS	P00709
Peso proteico	16kDa
Spedizione	Ghiaccio secco