

Anti-Lama4 Policlono Coniglio Per Wb, Elisa - Q16363

Numero articolo: CM0014269

introduzione

Il policlonale anti-LAMA4 Coniglio rileva specificamente la subunità alfa-4 della laminina umana (203kDa) nelle applicazioni WB ed ELISA. Adatto per lo studio dell'adesione cellulare mediata dalla laminina, dello sviluppo embrionale e della biologia della membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LAMA4 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	LAMA3; CMD1JJ; LAMA4*-1; LAMA4
Specie	Umano
GeneID (umano)	3910
GeneID	3910
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q16363
Peso Proteico	203kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio