

Anticorpo Policlonale Anti-Lamb3 Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q13751

Numero articolo: CM0013247

introduzione

Anticorpo policlonale (pAb) di coniglio anti-LAMB3 validato per WB ed ELISA con reattività verso umano e ratto. Bersaglio subunità beta-3 della laminina, una glicoproteina della membrana basale coinvolta nell'adesione cellulare. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAMB3 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	AI1A; LAM5; JEB1A; JEB1B; LAMNB1; BM600-125KDA; LAMB3
Specie	Umano
Gene ID	3914
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 762-1004 della LAMB3 umana (NP_000219.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13751
Peso proteico	130kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio