


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Lamc1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11047

Numero articolo: CM0006376



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-LAMC1 validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività su umano, topo, ratto. La subunità gamma-1 della laminina è coinvolta nell'adesione cellulare e nella formazione della membrana basale. Ideale per ricerche di biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LAMC1 mAb Coniglio
Note/Alias	LAMB2
Specie	Umano
GeneID (umano)	3915
GeneID	3915
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1030-1275 della LAMC1 umana (NP_002284.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11047
Peso Proteico	178kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio