


Anticorpo Policlonale Anti-Lamc1 Coniglio Per Wb, Ihc-P Ed Elisa - P11047

Numero articolo: CM0013635



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LAMC1 di alta qualità validato per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con la subunità gamma-1 della laminina umana, murina e ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAMC1 Rabbit pAb
Note/Alias	LAMB2; LAMC1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3915
GenelD	3915
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11047
Peso proteico	178kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio