

Anticorpo Monoclonale Anti-Lamc2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q13753

Numero articolo: CM0011330

introduzione

LAMC2 Rabbit mAb rileva specificamente la subunità gamma-2 della laminina umana in WB, IF/ICC ed ELISA. Anticorpo monoclonale ricombinante con banda a 131 kDa. Ideale per studi sulla matrice extracellulare e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LAMC2 Rabbit mAb
Note/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3918
Gene ID	3918
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 746-860 della LAMC2 umana (NP_005553.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q13753
Peso Proteico	131kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio