

Anticorpo Policlonale Anti-Lamc2 Per Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q13753

Numero articolo: CM0020752

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LAMC2 per Western blot, IF/ICC, IF-P ed ELISA; reagisce con umano, topo, ratto; bersaglio: subunità gamma-2 della laminina, un componente della membrana basale coinvolto nell'adesione e nella dispersione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAMC2 Rabbit pAb
Note/Alias	B2T; CSF; EBR2; BM600; EBR2A; JEB3A; JEB3B; LAMB2T; LAMNB2; LAMC2
Specie	Umano
GeneID	3918
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 746-860 di LAMC2 umana (NP_005553.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13753
Peso proteico	131kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio