

Anticorpo Monoclonale Anti-Lamin A/C Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0002316



introduzione

[Validato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio che mira alla Lamin A/C. Validato per Western blot, IHC, IF/ICC, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Ideale per studi sulla lamina nucleare, laminopatie e senescenza cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Lamin A/C
Note/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; /C
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4000
GeneID	4000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 403-572 della Lamin A/C umana (NP_733821.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P02545
Peso Proteico	74kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio