

## Anticorpo Policlonale Anti-Lamin A/C Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0017205



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la Lamin A/C umana (74 kDa, P02545). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA. Rileva la lamin A/C in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla lamina nucleare e sulle laminopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | Lamin A/C Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Note/alias          | FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C           |
| Specie              | Umano                                                                                                                                |
| GeneID (umano)      | 4000                                                                                                                                 |
| GeneID              | 4000                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-500 della Lamin A/C umana (NP_733821.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                             |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA                                                                                                       |
| Reattività crociata | Umano, topo, ratto                                                                                                                   |
| SWISS               | P02545                                                                                                                               |
| Peso della proteina | 74 kDa                                                                                                                               |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                   |