

Anticorpo Policlonale Anti-Lamin A/C Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P02545

Numero articolo: CM0016934



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si targeting Lamin A/C umana, adatto per Western blot, immunocitochimica, immunohistochemistry, immunoprecipitazione della cromatina ed ELISA. Riconosce le specie umana, murina e ratto. Ideale per studi sulla struttura della lamina nucleare, dinamica dei cromosomi e meccanismi delle laminopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Lamin A/C Rabbit pAb
Note/Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B; Lamin A/C
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4000
Gene ID	4000
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 403-572 della Lamin A/C umana (NP_733821.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P02545
Peso proteico	74 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio