


Anticorpo Policlonale Anti-Lamin B1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - P20700

Numero articolo: CM0023094



introduzione

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lamin B1 validato per applicazioni WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Rileva Lamin B1 Umana, del Mouse, del Ratto. Ideale per lo studio dell'architettura della lamina nucleare e dell'organizzazione della cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Lamin B1 Coniglio pAb
Note/Alias	LMN; ADLD; LMN2; LMNB; MCPH26; Lamin B1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	4001
ID Gene	4001
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 397-586 della Lamin B1 umana (NP_005564.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P20700
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio