


Anticorpo Policlonale Anti-Lamin B2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q03252

Numero articolo: CM0025878



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Lamin B2 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Riconosce la Lamin B2 (70 kDa) umana, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla lamina nucleare e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Parametro	Valore
Nome Prodotto	Lamin B2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EPM9; LMN2; LAMB2; MCPH27; Lamin B2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84823
GeneID	84823
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 341-620 della Lamin B2 umana (NP_116126.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q03252
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio