


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Laminina Beta 1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P07942

Numero articolo: CM0011110



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro la laminina beta 1 umana, applicabile per Western blot, immunocitochimica/immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Validato per l'uso nella ricerca su matrice extracellulare e studi sulla membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Laminina beta 1 mAb Coniglio
Note/Alias	CLM; LIS5; Laminina beta 1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3912
Gene ID	3912
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1687-1786 della laminina beta 1 umana (P07942).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P07942
Peso Proteico	198kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio