

Anticorpo Policlonale Anti-Laminina Di Coniglio Per Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Y6N6 / P25391 / P24043 / P07942 / P55268 / P11047

Numero articolo: CM0025620

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità che mira alla subunità gamma-3 della Laminina e ad altre catene di laminina. Validato per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA, con reattività in Umano, Topo, Ratto. Ideale per indagini sulla matrice extracellulare e sulla membrana basale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale Anti-Laminina di Coniglio (pAb)
Note/Alias	ARP; Arp1; ARL18
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
ID Gene	10319/284217/3908/3912/3913/3915/3918
Immunogeno	Proteina ricombinante di Laminina umana
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y6N6/P25391/P24043/P07942/P55268/P11047
Peso Proteico	171kDa/337kDa/344kDa/198kDa/196kDa/178kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio