


Anticorpo Policlonale Anti-Lamp1 Per Wb E Elisa - P11279

Numero articolo: CM0028877



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LAMP1 (CD107a) umana per applicazioni Western blot e ELISA. Rileva una glicoproteina di membrana lisosomiale da 45 kDa, fondamentale per l'autofagia, la citotossicità delle cellule NK e l'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LAMP1 Rabbit pAb
Note / Alias	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3916
ID Gene	3916
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di LAMP1 umana (NP_005552.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	P11279
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio