


Anticorpo Policlonale Anti-Lamp1 (Validato Kd) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P11279

Numero articolo: CM0019576



introduzione

Anticorpo LAMP1 policlonale di coniglio validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Bersaglia la glicoproteina di membrana lisosomiale coinvolta nell'autofagia, nella regolazione del pH lisosomiale e nella citotossicità delle cellule NK. Ideale per la ricerca in biologia cellulare e immuno-oncologia. - P11279

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] LAMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120; LAMP1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	3916
GenelD	3916
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di LAMP1 umano (NP_005552.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11279
Peso Proteico	45 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio