


Anticorpo Monoclonale Anti-Lamp1/Cd107A Per Citometria A Flusso - P11279

Numero articolo: CM0008531



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano LAMP1/CD107a validato per citometria a flusso intracellulare. Bersaglia la glicoproteina di membrana lisosomiale coinvolta nell'autofagia e nella citotossicità delle cellule NK. Immunogeno ricombinante (aa 29-382), UniProt P11279, ~38-45 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano LAMP1/CD107a
Note/Alias	LAMPA; CD107a; LGP120
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3916
GeneID	3916
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-382 di LAMP1/CD107a umano (NP_005552.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P11279
Peso Proteico	38kDa/45kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio