


Anticorpo Monoclonale Anti-Lamp1/Cd107A Per If/Icc, Fc - P11438

Numero articolo: CM0012669



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro LAMP1/CD107a di topo, validato per immunofluorescenza e citometria a flusso. Ideale per la ricerca in biologia dei lisosomi, autofagia e citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a
Note/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3916
ID Gene	16783
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-363 di LAMP1/CD107a di topo (NP_034814.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	IF/ICC, FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P11438
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio