


Anti-Lamp1/Cd107A Coniglio Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11438/P11279

Numero articolo: CM0006795



introduzione

Anticorpo monoclonale polimorfo di coniglio convalidato KD contro LAMP1/CD107a umano/murino per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; ideale per la ricerca sulla biogenesi lisosomiale e sulla citotossicità delle cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KD] LAMP1/CD107a Coniglio PolymAb®
Note/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Specie	Umano/Murino
GeneID (Umano)	3916
GeneID (Murino)	16783
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD107a umano/murino
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Murino
SWISS	P11438/P11279
Peso Proteico	43kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio