

Anticorpo Policlonale Anti-Lamp2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13473

Numero articolo: CM0022922



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LAMP2 umano, adatto per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce anche con il topo. Ideale per la ricerca sulla biogenesi dei lisosomi, sull'autofagia e sulla presentazione dell'MHC di classe II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAMP2 Rabbit pAb
Note/Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3920
GeneID	3920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-375 di LAMP2 umano (NP_002285.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P13473
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante