

Anticorpo Policlonale Anti-Lamp2 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Numero articolo: CM0015401



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LAMP2 (CD107b), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Immunogeno ricombinante (aa 29-375). Ideale per la ricerca sull'autofagia, sui lisosomi e sull'autofagia mediata da chaperoni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAMP2 Rabbit pAb [validato KO]
Note/alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; P2
Specie	Umano
ID gene	3920
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 29-375 di LAMP2 umano (NP_002285.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P13473
Peso della proteina	45 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante