

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lamp3 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uqv4

Numero articolo: CM0024706



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LAMP3 convalidato per WB, IHC-P, ELISA con reattività in essere umano, topo e ratto. Adatto per la ricerca su autofagia, cellule dendritiche e infezioni virali. Materia prima IVD affidabile da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAMP3 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	LAMP, CD208, DCLAMP, LAMP-3, TSC403, DC LAMP, DC-LAMP
Specie	Uomo
ID gene	27074
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 140-380 della LAMP3 umana (NP_055213.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UQV4
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Ghiaccio secco