

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lamtor1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6laa8

Numero articolo: CM0021948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LAMTOR1, validato in WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani e murini. Adatto per la ricerca sulla segnalazione mTOR, sulla biologia dei lisosomi e sul rilevamento degli amminoacidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	LAMTOR1 Rabbit pAb
Note/Alias	p18; PDRO; C11orf59; p27RF-Rho; Ragulator1; LAMTOR1
Specie	Uomo
GeneID (Umano)	55004
GeneID	55004
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-161 di LAMTOR1 umano (NP_060377.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q6IAA8
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante