

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Langerin/Cd207 Per Wb, Elisa - Q9Uj71

Numero articolo: CM0026597



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Langerin/CD207. Validato per Western blotting e ELISA; reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per studiare la funzione di Langerin nelle cellule immunitarie e la presentazione dell'antigene.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del Prodotto     | Langerin/CD207 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Note/Alias            | CLEC4K; Langerin/CD207                                                                                                                |
| Specie                | Umano                                                                                                                                 |
| GeneID (Umano)        | 50489                                                                                                                                 |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 70-200 di Langerin/CD207 umano (NP_056532.4) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                              |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                                 |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                             |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                                    |
| SWISS                 | Q9UJ71                                                                                                                                |
| Peso Proteico         | 37kDa                                                                                                                                 |
| Spedizione            | Borsa del ghiaccio                                                                                                                    |