


## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lap2 Per Wb, Elisa - P42166/P42167

Numero articolo: CM0022093



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per la proteina LAP2 (timopoietina, TMPO) umana. Validato per Western blot e ELISA. Presenta reattività crociata con topo e ratto. Supporta la ricerca sull'architettura nucleare e lo sviluppo dei linfociti T.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | LAP2 Rabbit pAb                                                                                                                                                  |
| Note/Alias          | TMPO; CMD1T; LAP2; LEMD4; PRO0868; TP; timopoietina                                                                                                              |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                                             |
| ID gene (Uomo)      | 7112                                                                                                                                                             |
| ID gene             | 7112                                                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-168 della proteina LAP2 umana (NP_001027454.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                                            |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                                                        |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                                                      |
| SWISS               | P42166/P42167                                                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 38kDa/50kDa/75kDa                                                                                                                                                |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                                            |