

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lap3 (Convalidato Per Kd) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P28838

Numero articolo: CM0010893

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-LAP3 convalidato per KD per Western blotting, IHC-P ed ELISA. Rileva l'aminopeptidasi citosolica LAP3 umana, murina e di ratto, coinvolta nel metabolismo del glutatione. Ideale per studi di validazione del knockdown.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato per KD] LAP3 Anticorpo monoclonale di coniglio
Note/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106
Specie	Umana
GeneID (umano)	51056
GeneID	51056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-180 di LAP3 umana (NP_056991.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Murina, di Ratto
SWISS	P28838
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio