

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lap3 Per Wb, Elisa - P28838

Numero articolo: CM0025701

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la LAP3 umana (citosol amminopeptidasi) per Western blot ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio del metabolismo del glutatione e dello stato redox cellulare. 56kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAP3 Rabbit pAb
Note/Alias	LAP; PEPS; LAPEP; HEL-S-106; LAP3
Specie	Umana
GeneID (umano)	51056
GeneID	51056
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-519 della LAP3 umana (NP_056991.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P28838
Peso proteico	56kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio