

Anticorpo Policlonale Anti-Lap3 Di Coniglio - P28838

Numero articolo: CM0020365

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LAP3 umano. Testato per WB, IF-P, ELISA; reattività incrociata con topo e ratto. Permette di studiare la funzione dell'aminopeptidasi citosolica nel metabolismo del glutathione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAP3 Rabbit pAb
Note / Alias	LAP3; HEL-S-106; LAP; LAPEP; PEPS; aminopeptidasi citosolica
Specie	Uomo
ID Gene	51056
Immunogeno	Proteina ricombinante di LAP3 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P28838
Peso Proteico	52kDa/56kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio