

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Laptm4B Per Wb, Elisa - Q86Vi4

Numero articolo: CM0015528

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LAPTM4B (proteina transmembrana 4B associata ai lisosomi) per WB ed ELISA; rileva LAPTM4B umano, murino e di ratto, coinvolto nella funzione lisosomiale e nella segnalazione mTORC1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del prodotto	LAPTM4B Rabbit pAb
Note/Alias	LC27, LAPTM4beta, LAPTM4B
Specie	Umano
ID del gene (umano)	55353
ID del gene	55353
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 218-317 di LAPTM4B umano (NP_060877.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q86Vi4
Peso della proteina	35 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante