

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Laptm5 Per Wb, Elisa - Q13571

Numero articolo: CM0024171

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-LAPTM5, validato per WB e ELISA, reagisce con uomo, topo, ratto. Bersaglia la proteina transmembrana 5 associata ai lisosomi, importante per la funzione delle cellule ematopoietiche e l'embriogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                |
|-----------------------|-----------------------|
| Nome prodotto         | LAPTM5 Rabbit pAb     |
| Annotazioni / Alias   | CLAST6; LAPTM5        |
| Specie                | Umana                 |
| GeneID (Umana)        | 7805                  |
| GeneID                | 7805                  |
| Immunogeno            | Proteina ricombinante |
| Origine               | Coniglio              |
| Categoria             | Anticorpi policlonali |
| Applicazione          | WB, ELISA             |
| Reattività incrociata | Uomo, Topo, Ratto     |
| SWISS                 | Q13571                |
| Peso proteico         | 30kDa                 |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio     |