


Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Lar Per Wb, Ihc-P, Elisa - P10586

Numero articolo: CM0012069



introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit anti-LAR umano validato per WB, IHC-P e ELISA. Rileva la tirosina fosfatasi di tipo recettore F (PTPRF) di ~213 kDa, coinvolta nell'adesione cellulare e nella segnalazione di EPHA2.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LAR Rabbit mAb
Note/Alias	LAR; BNAH2
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	5792
GeneID	5792
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1016-1250 della PTPRF umana (NP_002831.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P10586
Peso proteico	213 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio