


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Larp1 Per Wb, Elisa - Q6Pkg0

Numero articolo: CM0026201



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LARP1 umano, validato per WB ed ELISA. LARP1 è una proteina legante l'RNA che regola la traduzione degli mRNA 5'TOP a valle di mTORC1, influenzando crescita e proliferazione cellulare. Ideale per studi sulla regolazione della traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio Anti-LARP1
Note/Alias	LARP; Lar1; Lhp1; LARP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23367
GeneID	23367
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 106-205 di LARP1 umana (Q6PKG0).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q6PKG0
Peso Proteico	124kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio